

PRÉLÈVEMENT RÉALISÉ PAR LA PATIENTE




Prélèvement à réaliser en dehors de la période des règles.

- 1 Ouvrez l'étui de l'écouvillon seulement au moment de son utilisation, en veillant à ne rien toucher avec la pointe de l'écouvillon.



- 2 Lavez-vous les mains soigneusement.




- 3 Enlevez l'embout de l'écouvillon et prenez en main la **tige de l'écouvillon** au niveau de la **marque rouge**.




- 4 Choisissez une position confortable et introduisez l'écouvillon dans votre vagin par sa pointe jusqu'à la **marque rouge**.



- 5 Faites tourner l'écouvillon par rotation sur lui-même **pendant 10 à 30 secondes**.



- 6 Retirez l'écouvillon et placez-le dans le tube. Refermez le tube, un « **clac** » doit se faire entendre pour que le tube ne s'ouvre pas lors du transport.



- 7 Notez sur le tube votre identité complète (**nom, prénom, date de naissance**) Mettez le tube dans la pochette plastique.



- 8 Remplissez la fiche de renseignement (au recto) et mettez-la dans la poche kangourou (*pas de contact avec les tubes*).



- 9 Restituez ce prélèvement dans un de nos laboratoires INOVIE - GEN-BIO. L'échantillon prélevé peut être conservé dans le tube à **température ambiante**. Si vous réalisez le **prélèvement à domicile**, veuillez ramener votre **prélèvement au laboratoire dans les meilleurs délais**.

Retrouvez l'ensemble des laboratoires sur www.genbio.fr